

Schauklasseneinteilung Positurkanarien.

Sektion E: Positurkanarien

Klassen:

01. Stamm große glatte Rassen	02. Einzel große glatte Rassen
03. Stamm frisierte Rassen	04. Einzel frisierte Rassen
05. Stamm Lizard	06. Einzel Lizard
07. Stamm kleine glatte englische Rassen außer Lizard	08. Einzel kleine glatte englische Rassen außer Lizard
09. Stamm Deutsche Haube	10. Einzel Deutsche Haube
11. Stamm kleine glatte nicht englische Rassen außer Deutsche Haube	12. Einzel kleine nicht englische Rassen außer Deutsche Haube
13. Stamm Gloster corona schwarz-gelb (grün) incl. schwarz-gelb schecken. Mindestens 75% Melanin	14. Einzel Gloster corona schwarz-gelb (grün) incl. schwarz-gelb schecken. Mindestens 75% Melanin
15. Stamm Gloster consort schwarz-gelb (grün) incl. schwarz-gelb schecken Mindestens 75% Melanin.	16. Einzel Gloster consort schwarz-gelb (grün) incl. schwarz-gelb schecken. Mindestens 75% Melanin
17. Stamm Gloster corona schwarz-gelb (grün) Alle schecken. Bis 75% Melanin	18. Einzel Gloster corona schwarz-gelb (grün) Alle schecken. Bis 75% Melanin
19. Stamm Gloster consort schwarz-gelb (grün) Alle schecken. Bis 75% Melanin	20. Einzel Gloster consort schwarz-gelb (grün) Alle schecken. Bis 75% Melanin
21. Stamm Gloster corona schwarz - weiß (schiefer) inkl. schecken	22. Einzel Gloster corona schwarz - weiß (schiefer) inkl. schecken
23. Stamm Gloster consort schwarz - weiß (schiefer) inkl. schecken	24. Einzel Gloster consort schwarz - weiß (schiefer) inkl. schecken
25. Stamm Gloster corona braun gelb und braun weiß inkl. schecken	26. Einzel Gloster corona braun gelb und braun weiß inkl. schecken
27. Stamm Gloster consort braun gelb und braun weiß inkl. schecken	28. Einzel Gloster consort braun gelb und braun weiß inkl. schecken
29. Stamm Gloster corona gelb und weiß (aufgehellt) 100% Lipochrom	30. Einzel Gloster corona gelb und weiß (aufgehellt) 100% Lipochrom
31. Stamm Gloster consort gelb und weiß (aufgehellt) 100% Lipochrom	32. Einzel Gloster consort gelb und weiß (aufgehellt) 100% Lipochrom
33. Stamm Gloster corona alle anderen Farben (achat, isabell, satinet usw.)	34. Einzel Gloster corona alle anderen Farben (achat, isabell, satinet usw.)
35. Stamm Gloster consort alle anderen Farben (achat, isabell, satinet usw.)	36. Einzel Gloster consort alle anderen Farben (achat, isabell, satinet usw.)

Je ein Champion wird vergeben für:

Positurkanarien große und frisierte Rassen
Positurkanarien kleine glatte Rassen
Gloster Corona und Consort

Sonderregelung bei Gloster:

Die Haubenfarbe bei sonst aufgehellten Glosterkanarien wird nicht berücksichtigt.
Ausstellungskäfige: Wursterkäfig, Gloster Spezialkäfig mit beiden erhältlichen Frontgittern.
(Englischer Typ mit Loch in der Mitte und Frontgitter ohne Loch in der Mitte).

Sitzstangengröße bei Positurkanarien:

Bei Positurkanarien richtet sich der Durchmesser der Sitzstangen nach der Vogelgröße.
Ein Mindestdurchmesser von 10 mm muss jedoch Anwendung finden.

Voraussetzungen für die Anerkennung eines Stammes bei Positurkanarien:

Ein Stamm besteht aus 4 Vögel, wird anerkannt, wenn folgende Bestimmungen erfüllt werden:

gleiche Lipochromeigenschaft A od. B

gleiche Fettfarbe

gleiches Melanin, ausgenommen Haubenmelanin

entweder Haube od. Glattkopf

(Haubenvarianten wie dunkel, grizzle u. aufgehellt sind möglich)

Wo es keine Sonderregelung gibt, wie z.B. bei Gloster spielt der Scheckungsgrad keine Rolle.

Bei D.H. nur Haubenmelanin zulässig.

Bei Lizardkanarien dürfen cap und non-cap nicht im selben Stamm stehen.

Es dürfen nur cap und broken cap oder non cap und broken cap in einem gemeinsamen Stamm vorkommen.

Ringgrößen:

In der Regel 3.0 mm. Ausgenommen sind:

Pariser Trompeter	3,2 mm	Yorkshire	3,2 mm
Lancashire	3,2 mm	Crest/Crestbred	3,2 mm
Japan Hosonaka	2,7 mm	Raza Espanola	2,5 mm
Fife	2,7 mm	Rheinländer	2,5 mm